




ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Asesor Clínico

Terapeuta Ocupacional

La marcha...


La marcha se produce como resultado de la acción coordinada de diversos sistemas musculares.



La marcha...

Determinados procesos neurológicos modifican las características de la marcha normal.

Trastornos de la marcha



Estepaje
(Inferior)



Hemiplejia



Parkinsonismo



Apraxia



Psicógeno

(Superior)

La marcha...

Las ayudas para la movilidad permiten al niño explorar el entorno mientras adquiere esa sensación de independencia y competencia.



La verticalización es importante para prevenir la osteoporosis, la espasticidad, las úlceras de decúbito, problemas vasculares, respiratorios, digestivos, entre otros.

Trastornos en la marcha...

Para niños con mayores dificultades en la deambulaci3n, existen dos tipos de andadores.

Andador anterior



Andador posterior



Soporte ventral



- Estimula la actividad
- Facilita la exploraci3n
- Incrementa maduraci3n psicomotora
- Mayor autonomía



REHAGIRONA



Andador Pacer Dinámico

REHAGIRONA.COM



REHAGIRONA

Pacer Dinámico - Nuevo diseño



Tres bases:

- Interior
- Exterior
- Entrenamiento



Ruedas de la bases:

- Interior y de entrenamiento



Ruedas de la bases:

- Interior y de entrenamiento




- Odómetro

- Exterior




El porque de ser dinámico?

El marco superior dinámico acomoda los movimientos naturales de la pelvis durante el paso para facilitar un patrón de marcha más eficaz.



5 cm de movimiento horizontal



8 cm de movimiento vertical

Accesorios

Sujeción de codo y manos



Reposabrazos



Apoyo de manos cerrado



Soporte de brazos

Accesorios

Sujeción de pelvis



Posicionador de cadera



Soporte pélvico

Sillín multiposicionador

Rápido ajuste de la pelvis tanto en la posición anterior como posterior



Ajustes:

- Altura del asiento
- Centro de gravedad
- Anteversión o Retroversión
- Anterior o posterior
- Apoyo en las EIAS

Accesorios

Sujeción de tronco



Se ajusta perfectamente al tronco del usuario, ayudando en el entrenamiento de la marcha.

Material impermeable y lavable.

Accesorios

Sujeción de miembros inferiores




Soporte de muslo



Soporte de tobillos

Dos únicas tallas



Medida Clave
Altura del suelo al
codo flexionado.



Tallas	Mediana	61-86
	Grande	84-122




schuchmann

Getting to Know the MPS Adjustments

Einstellmöglichkeiten des MPS
kennenlernen

A person is shown from the side, wearing a blue shirt and white pants, using a red and black mechanical device (MPS) for dynamic pacer transfer. The device has a red frame and black components. The person is standing on a light-colored floor. The background is a plain, light-colored wall.

Dynamic Pacer Transfer Using the MPS



REHAGIRONA

Gracias!

Alejandro Fernández

alejandrofernandez@rehagirona.com

683 58 70 47

